

Nega kože izboljša kakovost življenja

#SKINEXPERTS

Primerno za vsakodnevno uporabo, brez časovne omejitve.

Prilagodljivi ročki, s katerima se lahko izvaja delo na vsakem tipu kože, tudi na najbolj občutljivi in delikatni koži.

Patentirana tehnologija, katera realizira dvoročno simetrično stimulacijo.

100% naravno.

Ponovljivo, tudi če tretma izvajajo različni operaterji.

Natančnost pri obdelavi majhnih in težko dostopnih območjih.

Določeni rezultati so vidni že po prvi seji.

Brez bolečin.

SKIN EXPERTS

Natančna in skrbna raziskava, ki nas vodi v najmanjše skrivnosti kože.

icoone® je idealna tehnologija za medicinsko in estetsko uporabo na telesu in obrazu. Zahvaljujoč novemu, resničnemu vpogledu v vezivno tkivo, ki je sestavljeno iz milijard tridimenzionalnih mikrovakuol, katere prečkajo vsako plast povrhnjice in tvorijo razdrobljeno strukturo. Z icoone aparaturo odlično učinkujemo na težke pojave, kot so edemi in fibroza tkiva, celulit ter odvečno maščobo.



icoone[®]
LASER • MED

Skin Experts



The image shows a close-up of a white, curved surface, likely part of a medical device. A circular blue logo is prominently displayed, featuring the text "icoone" in a lowercase, sans-serif font, with "LASER MED" in a smaller, uppercase, sans-serif font below it. The logo is surrounded by a bright, glowing white ring. The overall design is clean and modern.

icoone
LASER MED



Robosolo

Ročka, s prenovljenim dizajnom in 3,5 palčnim zaslonom na dotik, uteleša LED in LASER tehnologiji, kateri se lahko uporabljata samostojno ali v kombinaciji. Omogoča ciljno usmerjene tretmaje na točno določenih maščobnih območjih, na različnih delih telesa.

15.600
Mikrostimulacij
vsako minuto

Robotwins

icoone® je edina naprava, ki ponuja tretma z dvema ročkama, kar omogoča simetrično stimulacijo, katera je dvakrat hitrejša in učinkovitejša kot upravljanje z eno samo.

21.600
Mikrostimulacij
vsako minuto



2
ROČKI

11

ROČK
skupno



2
ROČKI

Robomini twins

Najmanjša motorizirana ročka, zdaj na voljo v dvojni funkciji, zasnovani posebej za uporabo na manjših oziroma težko dostopnih mestih.

14.400
Mikrostimulacij
vsako minuto

Robomicro

Set šestih mikro nastavkov, zasnovanih posebej za natančno dostopnost najmanjših in občutljivih predelov, za bolj prilagojene tretmaje.

DO **13.200**
Mikrostimulacij
vsako minuto



6
ROČKI

Novi icoone® LASER MED je edina naprava na svetu, ki zahvaljujoč inovativnemu patentu Roboderm®, omogoča obdelavo različnih vrst kožnih sprememb, z Multi Micro Alveolar Stimulacijo (M.M.A.S.), globoko in učinkovito stimulacijo mikrovakuol v vezivnem tkivu, ki zagotavlja vidne rezultate že po prvi seji.

Z dodatno močjo LASER in LED tehnologije, icoone® LASER MED omogoča hitrejše in bolj osredotočene rezultate. Podpira delo zdravnikov s številnimi medicinskimi in specifičnimi programi, ki zagotavljajo popolno mobilizacijo tkiva v spodnjih plasteh kože, s stimulacijo tudi najmanjših predelov.



+25%

VEČJA AKTIVNA POVRŠINA

Za maksimalen učinek tretmaja, zahvaljujoč mikro luknjicam, oblikovanim na površini mikrostimulatorjev..

21.600

Mikrostimulacij
vsako minuto



ROBODERM®

NOV NAČIN NEGE KOŽE

APLIKACIJE

BRAZGOTINE

Drenažni učinek, izboljšanje elastičnosti in kakovosti kože, pri glavnih vrstah brazgotin: vnetih, nevnetih, starih, kirurških ali travmatičnih (npr. po carskem rezu), brazgotinah po aknah, s keloidno nagnjenostjo ter hipertrofičnih.

Zmanjšanje peri-brazgotinskega edema, spodbujanje presnove metabolizma ter hranjenje tkiva, odstranjevanje metabolnih odpadkov. Preprečevanje sekundarnih efektov, kot so adhezije.

VENSKA INSUFICIENCA, LIMFEDEMA

Izboljšanje krvnega in limfnega obtoka, oksigenacija tkiv, takojšnje in dolgotrajno olajšanje, zmanjšanje edema in fibroze, hitrejše estetsko in funkcionalno okrevanje, zmanjšanje obsega okončine, prizadete zaradi limfedema ter funkcionalno izboljšanje uda, prizadetega z limfededomom.

NOSEČNOST

MED: Drenaža za zmanjšanje zadrževanja tekočine, izboljšanje mikrocirkulacije za lajšanje težkih nog, preprečevanje nastanka nepravilnosti (npr. kapilar, celulita...).

PO: Drenaža prizadetih območij z mobilizacijo tekočin in katabolitov, povrnitev elastičnosti in tonusa kože, izboljšanje venskega in limfnega sistema, izboljšanje trofizma celic.

*icoone® lahko porabljamo po tretjem mesecu nosečnosti, pri čemer se izogibamo predelu trebuna.

CELULIT

Izboljšanje mikrocirkulacije za aktiviranje presnove izmenjave, anti-edematozno izboljšanje celičnega trofizma, izboljšanje kakovosti kože, elastičnosti in kompaktnosti, delovanje LASER in LED intenzivno vpliva na maščobne celice in fibroblaste, s tem izboljšamo izgled celulita.

Ultimativna TEHNOLOGIJA NEGE KOŽE za TELO in OBRAZ

OPERACIJE

icoone® je popoln tretma za pripravo tkiva pred kirurškim posegom, s katerim tkivo zdrenira in zmehta. Po drugi strani pa pooperativno zdravljenje pomaga pri okrevanju, saj pospešuje celjenje prizadetega območja in lajša bolečine.

PODPORA LIPOSUKCIJI

PRED: drenaža, mehčanje tkiva za optimizacijo vstavljanja kanile v tkivo.

PO: hitro okrevanje tkiv in harmonizacija, izogib tipičnemu valovitemu izgledu kože po liposukciji.

PODPORA PRI INJICIRANJU

PRED*: za mehčanje tkiv, osvobajanje tekočine in doseganje dobre vaskularizacije.

PO*: za okrevanje po modricah in edemih.

*Samo zdravniki lahko ocenijo vsak primer posebej in se na podlagi uporabljenih substanc odločijo, ali je priporočljivo uporabiti icoone® po injiciranju.

FIBROMIALGIJA, BOLEČINA V MIŠICAH, VNETH TETIVE

Zmanjšanje bolečine, izboljšanje kakovosti življenja in motorične prevodnosti, jasno zmanjšanje vnetij in zastojev, okrevanje tkiva po športu, drenaža odpadnih metabolitov.

FIBROZA

Oksigenizacija tkiv z boljšo celično trofizmo, ki zmanjša kakršno koli fibrozo, katero lahko povzroči travma, operacija ali obsevanja pri zdravljenju raka dojke, zmanjšanje eritema, bolečine in otrdelosti kože. Moč LASER in LED tehnologije, omogoča globlje delovanje na fibroblaste in s tem poveča proizvodnjo kolagena in elastina. S tem izboljšamo kakovost kože ter gibljivost sklepov (prožnost in elastičnost).





LED / LASER

IZJEMNI REZULTATI

icoone® LASER MED

Moč mikrostimulacije je združena z LASER-jem valovne dolžine 915nm in LED 650nm, za regeneracijo tkiva, izboljšanje metabolnih procesov ter aktivacijo presnove celic.

915nm LASER

Klinično je dokazano, da LASER valovne dolžine 915 nm prodre v tkiva, se absorbira v lipide, ustvari toplotni učinek, kateri zmehta maščobo v adipocitih.

650nm LED

650 nm LED, izboljša prepustnost membrane maščobnih celic, kar omogoča, da se maščoba, obdelana z LED svetlobo, premakne v intersticijski prostor.

KAJ JE NOVEGA:



Manjši in kompaktnější



Nov dizajn z osvetljenim logotipom



Učinkovitejši mikrostimulatorji



Dvojni Robomini ročki za simetrično delovanje



4 nove ročke za še bolj prilagojene tretmaje



Ergonomsko držalo ročk



Nova programska oprema z bolj intuitivnim uporabniškim vmesnikom



Uporabniški priročnik s prevedenimi skriptami in navodili



Novi usmerjeni programi za obraz in roke



12" ekran



i-Tech[®]
INDUSTRIES
The Science of Skin



skinzzo.com



www.icoone.com

Barve strojev so okvirne.
Ta brošura ni namenjena trgu ZDA.